

## הנחיה לשינוע מרכיבי דם משרותי הדם של מד"א לבתיה"ח

### 1. אריזה

- 1.1 מנות דם מלא וכדוריות אדומות ארוזות בצידנית קלקר או בצידניות קרטון, המרופדת בדפנות קלקר, בתוספת שקיות קרח כתוש ממכונת קרח, המבודדות ממרכיבי הדם ע"י יריעת ניילון בועות (פצפץ). האריזה וכמות שקיות הקרח בהתאם לגודל המשלוח.
- 1.2 מנות פלסמה קפואה וקריופרציפיטאט ארוזות בצידנית קלקר או בצידניות קרטון, המרופדת בדפנות קלקר, בהתאם לגודל המשלוח.
- 1.3 תרכיזי טסיות ארוזים בקופסאות קרטון ייעודיות.
- 1.4 כל האריזות לשימוש חד פעמי.
- 1.5 לכל אריזה מופקת תעודת משלוח.

### 2. סגירת המשלוח

- 2.1 כל אריזה נסגרת עם סרט חביקה במכונה אוטומטית, חבק אחד למארז קטן ושני חבקים למארז גדול.
- 2.2 במידה ובשל תקלה טכנית לא ניתן לבצע חביקה – הודעה על כך תימסר לבי"ח המקבל.

### 3. סימון המשלוח

- 3.1 על כל אריזה מודבקת מדבקה עם שם בי"ח, תוכן המשלוח וטמפ' האחסון הנדרשת עבור כל מרכיב.
- 3.2 במידה ויש תקלה בתוכנת הפקת המדבקות, מודבקת על המשלוח מדבקה לבנה וכל הפרטים נכתבים עליה בכתב יד.

### 4. שינוע מרכיבי דם

- 4.1 מרכיבי דם יש לשנע בתא הנוסעים בלבד, ברכב ממוזג, השומר על טמפ' חדר ( $20-24^{\circ}\text{C}$ ) בעל צג לניטור הטמפ', לכל אורך השינוע.
- 4.2 מרכיבי הדם ארוזים באריזה ייעודית, כל סוג מרכיב בנפרד, כך שזמן השינוע הוא:
  - כד"א – עד 9 שעות באריזה סגורה.
  - פלסמה וקריופרציפיטאט – עד שעתיים באריזה סגורה.
  - טסיות – אין אריזה מבודדת, טמפ' השינוע היא  $20-24^{\circ}\text{C}$  והמגבלה היא 24 ש' ללא טלטול.
- 4.3 מנות כד"א נדירות, המשונעות במצב קפוא, נארזות עם קרח יבש וזמן השינוע המרבי הוא 12 ש'.

### 5. דרישות בטחון

- 5.1 שירותי השינוע וההסעות יבוצעו אך ורק ע"י נהגים שיעמדו בכל דרישות הביטחון כפי שיקבעו מעת לעת ע"י קב"ט שירותי הדם של מד"א.
- 5.2 משלוחי הדם יימסרו אך ורק למשנעים המופיעים באמנת הביטחון או נהג של תחנת מוניות, המופיעה באמנת הביטחון, ובידו מסמך אישור מטעם התחנה.



ד"ר אורית פרנקל  
מנהלת הבטחת איכות